

 Diakonhjemmet Sykehus Avdeling for medisinsk biokjemi/Blodprøvetaking			Dok.id.: A.2.2-33.2
AMB - Glassrekkefølge			Versjon:4.05
Dokumenttype: Rutine	Fagansvarlig: Fagansvarlig bioingeniør preanalyse og PNA	Godkjent av: Gro Jensen	Gyldig fra: 25.08.2023

Utskrift kun gyldig på utskriftstidspunktet: 14.10.2024

Endringer siden forrige versjon

Forlenget gyldighet til 25.08.2025 uten endringer i dokumentet.

For å forhindre kontaminering mellom glassene, skal følgende glassrekkefølge benyttes [Ekst.ref.1]:

1. Rør til blodkultur

Aerobe, deretter anaerobe



Blodkultur

2. Rør til koagulasjonsprøver - citratrør



Na-citrat rør

3. Serumrør med eller uten tilsetning



Serumrør (uten tilsetn)



SST gel rør



Trombin rør med gel

4. Rør med tilsetning i rekkefølgen:



Heparin rør



Li-Heparin m/gel



EDTA rør/PTT rør



Andre rør med tilsetning: ACD og øvrige

Kryssreferanser

Eksterne referanser

1) Informasjonsskriv fra BD Vacutainer, som refererer til Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture; Approved Standard - Sixth Edition. CLSI document H3-A6 (ISBN 1-56238-650-6).