

 Diakonhjemmet Sykehus Avdeling for medisinsk biokjemi - Blodprøvetaking			Dok.id.: A.2.2-33.2
AMB - Glassrekkefølge			Versjon:4.04
Dokumenttype: Rutine	Fagansvarlig: Fagansvarlig bioingeniør preanalyse og PNA	Godkjent av: Gro Jensen	Gyldig fra: 21.01.2021

Utskrift kun gyldig på utskriftstidspunktet: 22.02.2021

Endringer siden forrige versjon

Utgått revisjonsintervall, ingen endring

For å forhindre kontaminering mellom glassene, skal følgende glassrekkefølge benyttes [Ekst.ref.1]:

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Rør til blodkultur
Aerobe, deretter anaerobe |   | Blodkultur |
| 2. Rør til koagulasjonsprøver - citratrør |  | Na-citrat rør |
| 3. Serumrør med eller uten tilsetning |  | Serumrør (uten tilsetn) |
| |  | SST gel rør |
| |  | Trombin rør med gel |
| 4. Rør med tilsetning i rekkefølgen: |  | Heparin rør |
| |  | Li-Heparin m/gel |
| |  | EDTA rør/PTT rør |
| |  | Andre rør med tilsetning: ACD og øvrige |

Kryssreferanser

Eksterne referanser

- 1) Informasjonsskriv fra BD Vacutainer, som refererer til Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture; Approved Standard - Sixth Edition. CLSI document H3-A6 (ISBN 1-56238-650-6).